


弊社発行『ペット用電子耳体温計 Pet-Temp PT-300 取扱説明書』の本文中、以下の箇所に誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。

## 誤)

② 表示画面は以下の順番で出てきます。


- 1) テストイメージ。
- 2) 前回の測定値。
- 3) 準備完了画面。



## 正)

② 表示画面は以下の順番で出てきます。

- 1) テストイメージ。
- 2) 前回の測定値。
- 3) 準備完了画面。(前回値が表示されたまま、READY が点灯します)



※ 前回値が測定不可能であった場合、数値は表示されません。