

平成 20 年 11 月吉日

お得意様各位

株式会社 アステック
メディコア事業部
千葉県流山市南流山 3-11-5
秋元ビル 2F
TEL: 04-7150-8051
FAX: 04-7150-8170

サーモフレックス改良のお知らせ

拝啓 秋冷の候、貴社ますます御隆昌にてお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、弊社にて販売させていただいております「サーモフレックス（動物用）」におきまして別紙のとおり、改良をさせていただきましたので、ご連絡申し上げます。尚、製品の品番・外見・外箱等の変更は御座いませんので合わせてご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


敬具

サーモフレックス (動物用) TF-8731 改良点のご案内


下記のとおり、変更いたします。改良により、先端部の曲げによる断線、洗浄時の浸水の危険性が少なくなります。

尚、製品の品番・外見・外箱等の変更は御座いません。

改良前



改良後



LCD 枠のシリコンゴムを 0.95mm から 1.20mm へ変更しました。(浸水を防止)