

お客様各位
代理店様各位

Thermo Cover R (サーモカバー R)

発売開始のご案内

残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さっそくですが、弊社で販売させていただいておりますサーモカバー (TC-250) ですが、お客様・代理店様方々からの本製品に対するご意見・ご要望を頂戴し、この度製品のリニューアルをさせていただき、新たに Thermo Cover R (サーモカバーR) として発売をさせていただく運びとなりましたのでご案内申し上げます。ならびに TC-250R の製品リニューアルに伴い旧製品 TC-250 は在庫品限りで販売を終了とさせていただき、現行でサーモフレックス (動物用) (TF-8731) に添付しておりますサーモカバー (TC-250) も順次 TC-250R へ変更となりますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

本製品は、旧来のサーモカバー (TC-250) と比較し、製品の品質安定性に優れ、カバー自体の装着も容易にできるようになりました。
また、製品の価格も旧製品と同価格で対応することが可能となっております。

記

発売開始日 : 2010 年 9 月 15 日より開始予定
製品名 : Thermo Cover R (サーモカバーR)
製品番号 : TC-250R
JAN コード : 4560304470160
製品希望小売価格 : ¥1,500
1 箱入数 : 250 枚入


以上

本製品を発売させていただくことになったのも一重にお客様・代理店様方々からの温かいアドバイス・ご指導のおかげと感謝しております。
引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。


株式会社 アステック
メディアコア事業部
千葉県流山市南流山 3-11-5
秋元ビル 2F
電話 04-7150-8051
FAX 04-7150-8170

Thermo Cover R のご使用方法


① ゆっくりと挿入




② ゆっくりと挿入すると自然に台紙とフィルムが剥がれます。



③ 台紙とフィルムが剥がれたら先端部を奥まで挿入します。



外装寸法 : 70 (W) × 135 (H) × 40 (D) mm



製品寸法 (台紙を含む) : 33.5 (W) × 125 (H) mm

